

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL													FECHA DE PUBLICACION			
PUBLICACION													ene-22			
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2021													Instituto			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de Almacenamiento	Vida Útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES	36 MESES	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW108 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2.5 U/ml POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SOLVENTE	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	40662	VA-MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	26/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL), ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MULTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MULTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIKADO - COLOMBIA
4	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA POR 0.5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRICOS DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 U)	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	18/01/2023	ANTIGENO HESAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO - REPUBLICA DE COREA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA POR 0.5mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	216963	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	28/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AG-HBS) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUIJA, PRELENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTITETANICO (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIBUEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2°C Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CALABENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. ABRAND TERME, PAVIA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
10	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	7/01/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETTELLA PERTUSSIS; (TOXOIDE DE LA TOSITERIA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SALKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGUJAS DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MÁS UNA JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13046 R1	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO+ADSORBICO + TOXOIDE PERTUSSIS+ADSORBICO+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUMOB E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION S040 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA -HEPB -IPV + HIB).	INVIMA 2017 M-14204 R1	28/07/2022	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETTELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSSICO (PH)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HESAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SALKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUYENTE (DTPA+HIB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUSTITIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

13	19933276	TETRAMIX ®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOLE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	28/03/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKNET)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRIBOSIL RIBITOL) CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE 0,5ml. CON AGUA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA 0,5ml SIN AGUA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE. EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MEREUX - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOLE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0008714-R1	10/09/2025	PROTEINA LI VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 16 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELENADAS CON 0,5ml DE SUSPENSION, JERINGAVIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 58 * CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CON 0,5ml DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTELASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
17	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	08/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 + 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 + 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	1/07/2025	LI DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + LI DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO DE 3ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELENADA DE 1,25 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	19983099	M-M-RB II	INVIMA 2020M-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYC LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 279.	CAJA POR 1 Y 10 VALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020M-0008056-R1	10/07/2025	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 23F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0,5 ml (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020M-0008078-R1	2/09/2025	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VALES DE 0,5ml. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020M-0008528 R1	20/11/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCI (CERAMIC COATED TPI), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. CCRBA CORPORATION D/B/A VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO)	1. RENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
23	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	27/09/2026	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C a 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	

24	19990911	VAMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	31/12/2025	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁶ 3.3 LFP	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 mL DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0.5 mL DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE LA RECONSTITUCIÓN ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B04	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUYENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE -SUST ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS CHAMBRAY LES TOURS(DILUYENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RWENSART - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY LES TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	20/11/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	29/03/2026	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA 80X414). NO MENOS DE 10 ⁶ X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CADA TUBO CAJA X 50 TUBOS DE POLETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	PARC DE LA NOIRE EPINE-RUE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MB-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.5)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.7)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.0)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 0.8)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.1)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G (ITERUM) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO. CAJA POR 110 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIEXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SINGAPORE 4. INSTALACION S0404 DE	1. RWENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	20011382	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA. 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	29/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	01/04/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012565-R1	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERC DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #1816 DE BROMOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE. MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE (AGUA PARA INYECCÓN) MAS UN INSERTO. CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIAL DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #4432/50 DE CLOROBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE(AGUA PARA INYECCÓN) MAS UN INSERTO.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 2. PATHENON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. DMS PHARMACEUTICALS INC. 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

31	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 167 A 33, 3 µg OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE MENINGOCOCCO GRUPO W:135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg -OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBRSTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 29°C.	36 MESES	J07H08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0 mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
33	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	5/08/2025	TOXOIDE TETANICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 MI Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 MI	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT., LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. CAJCA CUNDINAMARCA	1 BOGOTÁ - COLOMBIA
34	20048007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIAGADO - COLOMBIA
35	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELEENADA QUE CONTIENE 0,5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07H08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. ROENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2 BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELEENADA POR 1ML	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
37	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAREAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBELA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKI/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PRELEENADA CON 1 VIAL DE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICAL, INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. JUBILLANT HOLLISTER STERILE, LLC 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. NORTH CAROLINA - USA 2. PENNSYLVANIA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	20071968	FLUQUADRIB® VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	29/08/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A VICTORIAZ5702019 I/R-215 (H1N1)-HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AHONG KONG20712019, I/R-208 (H3N2)-HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BPHUKET/30732013-HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON022019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELEENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0,5ML CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBOLLO VILETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHON SIN LÁTEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS TOXOIDE PERTUSSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. HEMAGLUTININA FLAMIENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAYONEV)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEYER)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKET)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELEENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BUSTER). CAJA POR 10 FRASCOS VALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	20078154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (ADN)	INVIMA 2019M-0019156	9/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VALES DE DOSIS UNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS UNICA 1 mL DE SUSPENSION EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20078419	FLUQUADRIB® VACUNA ANTIFLUJENZA 0,25ML	INVIMA 2021MB-0016258-R1	30/09/2026	A VICTORIAZ5702019 I/R-215 + AHONG KONG20712019, I/R-208 (H3N2)-BPHUKET/30732013-B/WASHINGTON022019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELEENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0,25ML, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, UN TAPON EMBOLLO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023	CEPA DE TIPO A VICTORIAZ5702019 (H1N1) PDM09 (A VICTORIAZ5702019, I/R-215)-CEPA DE TIPO AHONG KONG20712019 (H3N2) (AHONG KONG2671/2015, NB-121)-CEPA DE TIPO B WASHINGTON022019 (B/WASHINGTON022019, TIPO SALVAJE)-CEPA DE TIPO BPHUKET/30732013 (BPHUKET/30732013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTON CON JERINGA PRELEENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLASTICO RIEBDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0,5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 Y 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

43	20087287	VARIAXIB VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK: 1,350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y FI) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES LLC	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANNIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VP16: 40 mcg + PROTEINA L1VP11: 60 mcg + PROTEINA L1VP18: 16.40 mcg + PROTEINA L1VP18: 20 mcg + PROTEINA L1VP18: 33.20 mcg + PROTEINA L1VP18: 45.20 mcg + PROTEINA L1VP18: 52.20 mcg + PROTEINA L1VP18: 56.20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADAS CON 0.5 mL C.U. DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA X 1 O 10 VAL (ES). CON 0.5 mL C.U. DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20094756	DENGVAIXIB	INVIMA 2020M-0019753	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0.9 ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CAPUCHÓN, MÁS 20 AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO I SIN AGUA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CAPUCHÓN, MÁS DOS AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS JERINGA DE DISOLVENTE PRELLENADA DE 0.9 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" CALIBRE 25 Y TAPON EMBOLO CON PROTECTOR DE AGUA + CAJA POR 10 VIALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE	POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR S.A 2. SANOFI PASTEUR NVL 3. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
46	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERA NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1900 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07B02	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
47	20121851	DENGVAIXIB	INVIMA 2020M-0019754	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRÓN MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MÁS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I SIN AGUA CON TAPON DE GOMA (CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2.5ML.)	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.9% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR NVL 2. SANOFI PASTEUR NVL 3. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
48	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	20/08/2026	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PÚRPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCg EN 0.5 ML.)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07B01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIAGDO - COLOMBIA
49	20146427	INFLUVAX® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	3/09/2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDMA9-HEMAGLUTININA DE LA CEPA AHONG KONG/2671/2019(H3N2)-HEMAGLUTININA A DE LA CEPA BWASHINGTON/02/2019 (B)VICTORIA LINAJE-HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/PHUKET/07/2013 (B)YAMAGATA LINAJE	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUA DE 16 ml (VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR/SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	Cra. 1 No. 46 - 84, Cali - Valle
50	20147296	VAXIGRIP® TETRA	INVIMA 2020MBT-0000005	19/06/2025	CEPA AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDMA9 CEPA ANÁLOGA (AVICTORIA/2570/2019 H1N1-219) + CEPA AHONG KONG/2671/2019 (H3N2) CEPA ANÁLOGA (AHONG KONG) + CEPA B/WASHINGTON/02/2019 TIPO SALVAJE (LINAJE VICTORIA) + CEPA B /PHUKET/07/2013 CEPA ANÁLOGA (B /PHUKET/07/2013 TIPO SALVAJE (LINAJE YAMAGATA))	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C - 8°C). NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR	SANOFI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de Almacenamiento	Vida Útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-00125-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV108) NL	CAJA POR 1, 5, 10 Y 100 UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNAR Y 11 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ml DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	24 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENB®	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP-2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP-2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUA.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM ROY GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENNA - AUSTRIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

3	34354	ENGERIX-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25mL CON CCT, TAPON DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25mL CON LLA TAPA PLÁSTICA RIGIDA, TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPAL ACTIVO)	1. ROVENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	6/08/2025	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (= 80 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) <= 1,25 MG+TIOMEROSAL 0,01% W/V+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA - COLOMBIA
5	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	01/01/2021 EN TRAMITE DE RENOVACION	ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 10 VALES POR 0,5ML VAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO .	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. LA HABANA - CUBA 2. LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIADO - COLOMBIA
* Novedades de la publicación del mes de Diciembre 2021																
Sin novedades en el mes																